

## HOW TO APPLY FLAIR® NASAL STRIPS CÓMO APLICAR FLAIR® TIRAS NASALES



1

**Apply 30 minutes before riding.** Clean and dry the nose, brush hair upward.

**Aplíquelas 30 minutos antes de montar.** Limpie y seque la nariz, cepille el pelo sobre la nariz hacia arriba.



2

Bend side edges of the strip down along score marks.

Doble hacia abajo las lengüetas en el borde de la tira a lo largo de las marcas.



3

Peel center piece of the liner, fold back at score marks, hold folded liner and strip as shown below in step 4, and remove side pieces of liner.

Desprenda la pieza central del forro, dóblelo hacia atrás por las marcas, tome al forro y a la tira y despréndalo como se muestra en el diagrama número 4 y remueva las piezas laterales del forro.



Position strip two finger widths above the nostrils, pressing strip down in the center, remove center piece of liner, secure adhesive by firmly pressing strip down.

Coloque a la tira a una distancia de dos dedos por arriba de las fosas nasales. Presione a la tira en el centro contra la nariz, remueva el centro del forro, asegure la adhesión del pegamento presionando fuertemente la tira hacia abajo.

## HOW TO APPLY FLAIR® NASAL STRIPS WITH POSITIONING GUIDE

## CÓMO APLICAR FLAIR® TIRAS NASALES CON GUÍA DE POSICIONAMIENTO



1

**Apply 30 minutes before riding.** Clean and dry the nose, brush hair upward.

**Aplíquelas 30 minutos antes de montar.** Limpie y seque la nariz, cepille el pelo sobre la nariz hacia arriba.



2

Bend side edges of the strip down along score marks.

Doble hacia abajo las lengüetas en el borde de la tira a lo largo de las marcas.



3

Remove liner from adhesive on the back of the guide. Align top edges of the guide and strip, and stick front of strip to guide.

Retire el revestimiento del adhesivo en la parte posterior de la guía. Alinee los bordes superiores de la guía y la tira, y pegue el frente de la tira a la guía.



4

Remove protective back liner from strip. Hold edges of guide and center over nose with red arrows at top edge of nostrils. Press strip down firmly, especially along edges.

Remueva el protector trasero de la tira. Mantenga los bordes de la guía y el centro del protector sobre la nariz con las flechas rojas en el borde superior de las fosas nasales. Presione la tira hacia abajo con firmeza, especialmente a lo largo de los bordes.



5

Remove guide. The bottom edge of the strip will be positioned  $1\frac{1}{2}$ " above the top of the nostrils.

Retire la guía. El borde inferior de la banda estará posicionada 1½" pulgadas por arriba de la parte superior de las fosas nasales.

Leave strip on until horse is completely cooled out.

Deje la tira en su lugar hasta que el caballo se haya enfriado por completo.

Learn more at flairstrips.com

